

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Akt-S473 ウサギモノクローナル抗体 - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0001927



前書き

セリン473でリン酸化されたAKT1/AKT2/AKT3に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。アポトーシス、代謝、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Akt-S473 ウサギmAb
備考/別名	AKT1/AKT2/AKT3; リン酸化Akt-S473
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
免疫原	合成ペプチド; ヒトAKT1 (NP_005154.2) のS473周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
発送	保冷バッグ