


抗リン酸化Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

商品番号: CM0000808



前書き

AURKA (T288)、AURKB (T232)、およびAURKC (T198)

を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのサンプルと反応します。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 ウサギpAb
備考/別名	AURKA/AURKB/AURKC; リン酸化AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6790/9212/6795
GeneID	6790/9212/6795
免疫原	ヒト AURKA (NP_003591.2) のT288周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
配送	アイスバッグ