

Anti-Phospho-Brcal (S988) Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

商品番号: CM0000683



前書き

Phospho-BRCA1-S988ウサギポリクローナル抗体（IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済み）。セリン988でリン酸化されたヒトBRCA1（重要なDNA修復および腫瘍抑制タンパク質）を検出します。がん研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-BRCA1-S988 Rabbit pAb
備考/別名	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S988
種	ヒト
GeneID (ヒト)	672
GeneID	672
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P38398
タンパク質分子量	208kDa
配送	氷袋