


Wb・Elisa用 抗リン酸化Caveolin-1(Y14) ウサギポリクローナル抗体 - Q03135

商品番号: CM0001984



前書き

チロシン14番がリン酸化されたCaveolin-1に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。カベオラシグナル伝達やT細胞活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Caveolin-1(Y14) ウサギpAb
別名	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Phospho-Caveolin-1-Y14
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	857
GeneID	857
免疫原	合成ペプチド - ヒトCaveolin-1(Y14)周辺のリン酸化合成ペプチド (NP_001744.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q03135
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	氷袋