

Anti-Phospho-Chk1-S296 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14757

商品番号: CM0000717



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の、ヒト由来リン酸化Chk1-

S296に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。DNA損傷応答およびチェックポイントシグナル伝達経路の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Chk1-S296 Rabbit mAb
備考/別名	CHK1; Phospho-Chk1-S296
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1111
GeneID	1111
免疫原	合成ペプチド ヒトChk1 (O14757) のS296周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスパック