

抗リン酸化Ddr1 (Y792) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q08345

商品番号: CM0000869



前書き

リン酸化DDR1 (Y792)

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのDDR1チロシンキナーゼ（101

kDa）を検出します。コラーゲンシグナル伝達および細胞遊走研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化DDR1-Y792 ウサギpAb
備考/別名	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, リン酸化DDR1-Y792
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	780
遺伝子ID	780
免疫原	ヒトDDR1 (NP_054699.2) のY792周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08345
タンパク質分子量	101 kDa
発送	保冷バッグ