


抗リン酸化Egfr (T669) ポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0000451



前書き

抗リン酸化EGFR (T669)

ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。スレオニン669がリン酸化されたヒトEGFRを特異的に検出し、がん学およびシグナル伝達研究におけるEGFRシグナルカスケードの精密な研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	リン酸化EGFR-T669 ウサギpAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-T669
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	合成ペプチド：ヒトEGFR (NP_005219.2) のT669周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	保冷バッグ