


抗リン酸化Fak-Y576/Y577 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05397

商品番号: CM0001390



前書き

Y576およびY577でリン酸化されたFAKを検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロットティングおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。局所接着シグナル伝達、細胞遊走、がん生物学の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FAK-Y576/Y577 Rabbit mAb
備考 / 別名	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5747
遺伝子ID	5747
免疫原	ヒトFAK (NP_722560.1) のY576およびY577周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q05397
タンパク質分子量	119kDa
輸送方法	氷袋