


Anti-Phospho-Histone H3-S28 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q16695 / P68431

商品番号: CM0001278



前書き

セリン28でリン酸化されたヒストンH3を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H3-S28 Rabbit mAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒストンH3のS28周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスバッグ