


Anti-Phospho-Histone H3.3 (Ser31) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P84243

商品番号: CM0000586



前書き

ヒストンH3.3のSer31リン酸化を検出するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットおよびその他の種のWB、IHC-P、ELISAに適しています。エピジェネティクスおよびクロマチン研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Histone H3.3-S31 Rabbit mAb
備考/別名	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; Phospho-Histone H3.3-S31
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3021
遺伝子ID	3020
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3.3 (P84243) のS31周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測されます）
SWISS	P84243
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバック