


抗リン酸化Hsl-S563 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05469

商品番号: CM0000785



前書き

WBおよびELISA用のリン酸化HSL-S563

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット検体中のリン酸化HSL（Ser563）を検出します。脂肪分解、ホルモン感受性リパーゼ活性化、代謝障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSL-S563 Rabbit pAb
別名	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S563
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3991
GeneID	3991
免疫原	合成ペプチド ラットHSL（XP_006228456.1）のS563周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05469
タンパク質分子量	117kDa
発送方法	保冷剤