

抗リン酸化Irs1-S612 ウサギポリクローナル抗体 Wb・Ihc-P・Elisa対応 - P35568

商品番号: CM0000646



前書き

リン酸化IRS1-S612

ウサギpAbは、セリン612番部位でリン酸化されたIRS1を特異的に検出します。ヒト・マウス・ラット由来のサンプルを用いたWB、IHC-P、ELISAで検証済みです。インスリンシグナル伝達および糖尿病研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRS1-S612 Rabbit pAb
別名	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
対象種	ヒト
ヒトGeneID	3667
GeneID	3667
免疫原	合成ペプチド ヒトIRS1 (NP_005535.1) のS612周辺のリン酸化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P35568
タンパク質分子量	132kDa
配送方法	保冷剤