


Wb、If/Icc、Elisa用 抗リン酸化Nf-Kb P65/Rela (S536) モノクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0001427



前書き

セリン536でリン酸化されたヒトNF-κB p65に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応性あり。WB、IF/ICC、ELISA用。炎症および免疫におけるNF-κB活性化の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NF-kB p65/RelA-S536 ウサギ mAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; リン酸化NF-kB p65/RelA-S536
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5970
遺伝子ID	5970
免疫原	合成ペプチド：ヒトNF-kB (NP_068810.3) のS536周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ