


抗リン酸化Nf-Kb P65/Rela-S536

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q04206

商品番号: CM0001723



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質リン酸化NF-kB p65/RelA-S536ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応し、NF-kBシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 ウサギ pAb
備考・別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
生物種	ヒト
GeneID	5970
免疫原	ヒトRelA (NP_068810.3) のS536周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋