


WbおよびElisa用 Anti-Phospho-P38 Mapk (T180/Y182)

ウサギモノクローナル抗体 - Q15759 / P53778 / O15264 / Q16539

商品番号: CM0000843



前書き

リン酸化p38 MAPK (T180/Y182)

に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラット
に交差反応性あり。ストレスおよび炎症性シグナル伝
達経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 ウサギ mAb
備考/別名	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
免疫原	合成ペプチド: ヒトMAPK (NP_002742.3) のT180 & Y182周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
タンパク質分子量	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
発送	保冷バッグ