


抗リン酸化Pdgfrb (Tyr751) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P09619

商品番号: CM0001646



前書き

リン酸化PDGFRB (Tyr751)

特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。心血管発生や細胞増殖におけるPDGFRBシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化PDGFRB-Y751 ウサギ pAb
備考/別名	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y751
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5159
GeneID	5159
免疫原	ヒトPDGFRB (NP_002600.1) のY751周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09619
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷剤付き