


抗リン酸化Pkcα(S319)ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - P17252

商品番号: CM0000828



前書き

S319部位がリン酸化されたPKCαを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があり、シグナル伝達、癌研究、心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC alpha-S319 Rabbit pAb
備考/別名	AAG6, PKCA, PRKACA, PKCI+/-, PKCalpha, PKC-alpha, Phospho-PKC alpha-S319
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5578
免疫原	ヒトPKCαのS319周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_002728.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤