

抗リン酸化Pkc Mu-S910 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15139

商品番号: CM0001684

前書き

リン酸化PKC mu
(S910)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト細胞でのWBおよびELISAで検証済み。PKD/PRKD1を介したシグナル伝達、ゴルジ体機能、および関連する病態の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PKC mu-S910 ウサギ pAb
備考／別名	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S910
種	ヒト
遺伝子ID	5587
免疫原	ヒトPKC mu (NP_002733.2) のS910周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15139
タンパク質分子量	102kDa
配送	保冷バッグ