

Anti-Phospho-Ppp1Ca (T320) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P62136

商品番号: CM0000476



前書き

リン酸化PPP1CA (Thr320)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。PP1α触媒サブユニットのリン酸化とホスファターゼシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PPP1CA-T320 ウサギ pAb
備考/別名	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5499
GeneID	5499
免疫原	ヒト PPP1CA (NP_002699.1) のT320周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62136
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ