


抗リン酸化Ppp1R12A（T853）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O14974

商品番号: CM0001046



前書き

PPP1R12A（MYPT1）のリン酸化T853に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットに反応します。ミオシンホスファターゼや細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PPP1R12A-T853 ウサギpAb
備考・別名	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-T853
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4659
GeneID	4659
免疫原	ヒトPPP1R12A（NP_002471.1）のT853周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14974
タンパク質分子量	115kDa
発送	保冷剤