

抗リン酸化Pten（S380）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P60484

商品番号: CM0000956



前書き

リン酸化PTEN-S380

ウサギmAb（P60484）はウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスPTENと交差反応します。PI 3K-

AKTシグナル伝達、腫瘍抑制、細胞遊走におけるPTENのリン酸化研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PTEN-S380 ウサギモノクローナル抗体
別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
種	ヒト
遺伝子ID	5728
免疫原	合成ペプチド：ヒトPTENのS380周辺の合成リン酸化ペプチド（P60484）
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
応用	ウエスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷剤