

抗リン酸化Pten(S380/T382/383)ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P60484

商品番号: CM0001623



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのリン酸化PTEN(S380/T382/383)特異的ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPTENと反応し、PI3K-AKTシグナル伝達経路におけるリン酸化された腫瘍抑制因子PTENを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PTEN(S380/T382/383) ウサギpAb
備考／別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/383
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5728
遺伝子ID	5728
免疫原	ヒトPTEN (NP_000305.3) のS380、T382、T383周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋