

抗リン酸化Pten（Ser380）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P60484

商品番号: CM0000651



前書き

ヒトPTENのS380周辺の合成リン酸化ペプチドを免疫原として作製されたウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。S380でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのPTENを検出します。PI3K/AKTシグナル伝達および腫瘍抑制におけるPTENのリン酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PTEN-S380 ウサギpAb
別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5728
遺伝子ID	5728
免疫原	ヒトPTEN（NP_000305.3）のS380周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤