

抗リン酸化Raf1-S621 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04049

商品番号: CM0000569



前書き

セリン621部位がリン酸化されたヒトRaf1（c-Raf）を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応します。MAPK/ERKシグナル伝達研究や腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Raf1-S621 ウサギmAb
別名	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5894
GeneID	5894
免疫原	ヒトPhospho-Raf1-S621（P04049）のS621周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化タンパク質抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04049
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	保冷剤