


抗リン酸化S6リボソームタンパク質（Rps6）-S235/236

ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- P62753

商品番号: CM0000710



前書き

リン酸化S6リボソームタンパク質（RPS6）-S235/236 ウサギpAb（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。Ser235/236でリン酸化されたRPS6を検出します。細胞増殖や翻訳制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化S6リボソームタンパク質（RPS6）-S235/236 ウサギpAb
備考/別名	S6; eS6; リン酸化S6リボソームタンパク質（RPS6）-S235/236
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	6194
GeneID	6194
免疫原	ヒトRPS6（NP_001001.2）のS235およびS236周辺の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤