

## 抗リン酸化Smad3（S423/S425）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P84022

商品番号: CM0001513



### 前書き

S423/S425部位でリン酸化されたヒトSMAD3を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。TGF-

βシグナル伝達や転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit pAb                                                           |
| 別名       | LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425 |
| 対象種      | ヒト                                                                                           |
| GeneID   | 4088 (ヒト)                                                                                    |
| 免疫原      | ヒトSMAD3のS423/S425周辺残基に対応する合成リン酸化ペプチド                                                         |
| 起源       | ウサギ                                                                                          |
| カテゴリー    | リン酸化特異的抗体                                                                                    |
| 用途       | WB, IHC-P, ELISA                                                                             |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                                                   |
| SWISS    | P84022                                                                                       |
| タンパク質分子量 | 48 kDa                                                                                       |
| 発送方法     | 保冷剤                                                                                          |