

抗リン酸化Smc1 (S957) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q14683

商品番号: CM0001726



前書き

S957でリン酸化されたSMC1Aに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。コヒーシン、DNA修復、細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SMC1-S957 Rabbit pAb
備考/別名	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8243
遺伝子ID	8243
免疫原	ヒトSMC1A (NP_006297.2) のS957周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14683
タンパク質分子量	143kDa
発送	保冷バッグ