


Anti-Phospho-Stat5-Y694 モノクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P42229/P51692

商品番号: CM0001405



前書き

Phospho-STAT5-Y694 Rabbit

mAbは、Y694でリン酸化されたヒトSTAT5A/Bを検出します。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みです。JAK/STAT経路の活性化および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-STAT5-Y694 Rabbit mAb
備考/別名	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Phospho-STAT5-Y694
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6776/6777
GeneID	6776/6777
免疫原	ヒトSTAT5 (NP_001275647.1/NP_036580.2) のY694周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42229/P51692
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ