

Anti-Phospho-Synapsin-1 (Ser9) ポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P17600

商品番号: CM0001262

前書き

Ser9でリン酸化されたSynapsin-1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラット種を認識します。シナプス小胞輸送および神経伝達物質放出の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SYN1-S9 Rabbit pAb
備考/別名	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Phospho-SYN1-S9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6853
GeneID	6853
免疫原	合成ペプチド – ヒトSYN1 (NP_008881.2) のS9周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17600
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ