


Anti-Phospho-Tbc1D4-T642 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60343

商品番号: CM0001662



前書き

ヒトTBC1D4/AS160のリン酸化Thr642に特異的なウサギポ(polyclonal)クローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。インスリン刺激によるグルコース取り込みおよび2型糖尿病のメカニズムの研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-TBC1D4-T642 Rabbit pAb
備考/別名	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-T642
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9882
遺伝子ID	9882
免疫原	合成ペプチド：ヒトTBC1D4 (NP_055647.2) のT642周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60343
タンパク質分子量	147kDa
配送	アイスバッグ