

抗リン酸化Tdp-43/Tardbp (S409/S410) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Db、Elisa用) - Q13148

商品番号: CM0001763



前書き

ヒトTDP-43 (TARDBP) のS409/S410を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、DB、ELISAで検証済み。神経変性疾患のメカニズムやRNA生物学の研究に適しています。45 kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化TDP-43/TARDBP-S409/S410 ウサギ pAb
備考/別名	ALS10; TDP-43; Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23435
GeneID	23435
免疫原	ヒトTDP-43/TARDB (NP_031401.1) のS409およびS410周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13148
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷バッグ