


抗リン酸化Vasp（S157）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P50552

商品番号: CM0001121



前書き

ヒト検体におけるWBおよびELISAでの使用が検証済みの抗リン酸化VASP（S157）ウサギモノクローナル抗体です。アクチン結合タンパク質であるS157部位でリン酸化されたVASPを標的とします。VASPは細胞骨格リモデリング、血小板凝集、細胞運動性において中心的な役割を担っています。血管生物学および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-VASP-S157 Rabbit mAb
備考／別名	VASP; Phospho-VASP-S157
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7408
遺伝子ID	7408
免疫原	合成ペプチド：ヒトVASP（NP_003361.1）のS157周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50552
タンパク質分子量	40kDa
発送	氷袋