

抗リン酸化-Vegf受容体2-Y1175 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35968

商品番号: CM0000760



前書き

VEGFR2/KDRのリン酸化Y1175を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。血管新生およびがんシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化-VEGF受容体2-Y1175 ウサギpAb
備考/別名	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, リン酸化-VEGF受容体2-Y1175
種	ヒト
遺伝子ID	3791
免疫原	ヒトVEGF受容体2（NP_002244.1）のY1175周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35968
タンパク質分子量	152kDa
輸送	保冷バッグ