


ウエスタンブロット、免疫沈降、Elisa用 抗リン酸化Zap70-Y319

ウサギポリクローナル抗体 - P43403

商品番号: CM0001150



前書き

ヒト検体におけるウエスタンブロット、免疫沈降、ELISA用に検証済みのリン酸化ZAP70-Y319ウサギポリクローナル抗体。T細胞受容体シグナル伝達および適応免疫研究における重要なキナーゼであるZAP70のリン酸化Y319残基に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ZAP70-Y319 ウサギpAb
備考/別名	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y319
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7535
免疫原	ヒトZAP70 (NP_001070.2) のY319周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43403
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ