


抗リン酸化Zap70（Y493）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P43403

商品番号: CM0001417



前書き

チロシン493番目のZAP70を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実績があり、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。T細胞受容体シグナル伝達および適応免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ZAP70-Y493 Rabbit pAb
別名	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7535
遺伝子ID	7535
免疫原	合成ペプチド：ヒトZAP70 (NP_001070.2) のY493周辺のリン酸化合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43403
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	氷袋