


Wb、Elisa用抗ホスホランバン（Pln）ポリクローナル抗体 - P26678

商品番号: CM0021750



前書き

Western

blotおよびELISA用のヒトホスホランバン（PLN）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有します。心筋のカルシウム恒常性と収縮性を制御する主要な調節因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLNウサギpAb
備考／別名	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5350
GeneID	5350
免疫原	ヒトPLN（NP_002658.1）のアミノ酸1～52に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P26678
タンパク質分子量	6 kDa
輸送	保冷バッグ