

Wb、Elisa用Anti-Phox2Bウサギポリクローナル抗体 - Q99453

商品番号: CM0022225



前書き

WBおよびELISA用のAnti-PHOX2Bウサギポリクローナル抗体。ノルアドレナリン作動性ニューロンの発生に重要な転写因子であるヒトおよびマウスPHOX2Bを検出します。神経芽細胞腫および脳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み]PHOX2BウサギpAb
備考/別名	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8929
GeneID	8929
免疫原	ヒトPHOX2B (NP_003915.2) の260～314番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99453
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ