

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pik3R4/Vps15 ポリクローナル抗体 - Q99570

商品番号: CM0023009



前書き

ヒトPIK3R4/VPS15（p150、PI3-kinase p150サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。オートファジー、エンドソーム輸送、キナーゼシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3R4/VPS15 ウサギ pAb
備考/別名	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
種	ヒト
遺伝子ID	30849
免疫原	ヒトPIK3R4/VPS15（NP_055417.1）のアミノ酸1-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99570
タンパク質分子量	153kDa
発送	保冷バッグ