


抗Pim2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9P1W9

商品番号: CM0012074



前書き

PIM2ウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットのPIM2を認識します。がん研究におけるがん原遺伝子シグナル伝達経路、細胞生存、および増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIM2ウサギmAb
備考/別名	PIM2; セリン/スレオニンプロテインキナーゼ pim-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11040
GeneID	11040
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPIM2の10-120アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006866.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P1W9
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ