

抗Pip4K2Bポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P78356

商品番号: CM0027187



前書き

ヒトのホスファチジルイノシトール5-リン酸4-キナーゼタイプ2ベータ（PIP4K2B）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ホスホイノシチド代謝やインスリンシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIP4K2B ウサギ pAb
備考／別名	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIIBeta; PIP4K2B
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8396
遺伝子ID	8396
免疫原	ヒトPIP4K2B（NP_003550.1）のアミノ酸1～270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78356
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤