

Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-Pit1/Pou1F1 モノクローナル抗体 - P28069

商品番号: CM0012638



前書き

Pit1/POU1F1 ウサギ

モノクローナル抗体は、WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのPOU1F1（33kDa）を検出します。下垂体発生とホルモン遺伝子制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pit1/POU1F1 ウサギ mAb
備考/別名	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5449
遺伝子ID	5449
免疫原	ヒトPOU1F1 (NP_000297.1) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P28069
タンパク質重量	33kDa
輸送	保冷バッグ