

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Pka Riiα (Prkar2A) ウサギモノクローナル抗体 - P13861

商品番号: CM0009398



前書き

ヒトcAMP依存性プロテインキナーゼII型α調節サブユニット (PRKAR2A)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、ヒトPRKAR2Aと特異的に反応します。cAMPシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKA RIIα (PRKAR2A) ウサギmAb
備考/別名	PKR2; PKA RIIα (PRKAR2A)
種	ヒト
GeneID	5576
免疫原	ヒトPKA RIIα (PRKAR2A) (P13861) のアミノ酸312-404に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13861
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ