


Anti-Pkc Epsilon ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q02156

商品番号: CM0019960



前書き

PKC epsilon (PKCE/nPKC-epsilon) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。細胞接着、遊走、がん浸潤、および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC epsilon Rabbit pAb
備考/別名	PKCE; nPKC-epsilon; PKC epsilon
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5581
免疫原	ヒトPKC epsilon (NP_005391.1) のアミノ酸488-737に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q02156
タンパク質分子量	84kDa
配送	保冷バッグ