


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Pkm2モノクローナル抗体 - P14618

商品番号: CM0002995



前書き

ヒトPKM2特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。主要な解糖系酵素および腫瘍バイオマーカーであるピルビン酸キナーゼM2を標的とします。がん代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKM2特異的ウサギmAb
備考/別名	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM2特異的
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5315
GeneID	5315
免疫原	ヒトPKM2特異的 (NP_002645.3) のアミノ酸380-480領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14618
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋