


Ihc-P、Elisa用抗胎盤ラクトゲン（Csh1）ポリクローナル抗体 - P0Dml2

商品番号: CM0022401



前書き

免疫組織化学（パラフィン）およびELISA用の胎盤ラクトゲン（CSH1）ウサギポリクローナル抗体。授乳、胎児の成長、代謝に関与する妊娠特異的ホルモンであるヒト絨毛性ソマトマンモトロピン1を標的とします。生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	胎盤ラクトゲン（CSH1）ウサギpAb
備考／別名	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; 胎盤ラクトゲン（CSH1）
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1442
遺伝子ID	1442
免疫原	組換えタンパク質 ヒト胎盤ラクトゲン（CSH1）（NP_001308.1）のアミノ酸27～217に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0DML2
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ