


Wb、Elisa用 抗Plc Gamma 2 (Plcg2) ウサギモノクローナル抗体 - P16885

商品番号: CM0011487



前書き

PLC gamma 2 (PLCG2)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウス種と交差反応し、シグナル伝達研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLC gamma 2 (PLCG2) ウサギ mAb
備考/別名	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5336
遺伝子ID	5336
免疫原	PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2) のアミノ酸701-800に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16885
タンパク質分子量	148kDa
配送方法	保冷剤