


Wb、If-P、Elisa用抗Plgfウサギモノクローナル抗体 - P49763

商品番号: CM0006330



前書き

ヒトPLGF（胎盤増殖因子）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。血管新生およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLGFウサギmAb
備考／別名	PGFL; PIGF; PLGF; PLGF-2; D12S1900; SHGC-10760
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5228
GeneID	5228
免疫原	合成ペプチド：ヒトPLGF（P49763）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49763
タンパク質分子量	25 kDa
輸送	保冷剤