

ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Plk1

ウサギポリクローナル抗体 - P53350

商品番号: CM0027898



前書き

ヒトPLK1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットのPLK1とも交差反応性を示します。有糸分裂の進行、中心体ダイナミクス、および細胞質分裂の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLK1 ウサギ pAb
備考/別名	PLK1, PLK, STPK13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5347
GeneID	5347
免疫原	ヒトPLK1 (NP_005021.2) のアミノ酸304-603に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53350
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷剤入り