


Wb、Ip、Elisa用抗Pls3ウサギポリクローナル抗体 - P13797

商品番号: CM0027378



前書き

抗PLS3ウサギポリクローナル抗体は、アクチン束形成タンパク質であるプラスチン3（T-プラスチン）を標的とします。WB、IP、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞骨格および骨粗鬆症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLS3 ウサギ pAb
別名/略称	BMND18; T-plastin; PLS3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5358
遺伝子ID	5358
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13797
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	氷袋