

WbおよびElisa用Anti-Pmepa1ウサギポリクローナル抗体 - Q969W9

商品番号: CM0015462

前書き

ヒトPMEPA1 (TMEPAI)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。がん研究におけるTGF- β シグナル伝達およびアンドロゲン受容体調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMEPA1 Rabbit pAb
備考/別名	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
種	ヒト
遺伝子ID	56937 (ヒト)
免疫原	ヒトPMEPA1 (NP_954638.1) のアミノ酸173-252に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969W9
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ